



ウインター キャンペーン!!



15%OFF

期間：2018年12月1日~2019年2月28日受注分

SMART 抗体標識キット

SMART抗体標識キットは簡便に一級アミン基を含む分子や、抗体の蛍光標識を行うことが可能なキットです。これらのキットには、Ready to useの色素と、精製スピнкаラム、チューブ、ラベリングバッファーが含まれています。キット内の色素は最も明るい結果が得られる用に最適化が行われており、本キットで標識された抗体は、ウエスタンブロッティング、蛍光顕微鏡、フローサイトメトリーなどのアプリケーションに適しています。

【特長】

- ・Ready to useのコンジュゲーション
- ・高輝度、高純度の色素
- ・簡便で再現性がある
- ・必要なものはすべて付属


※下図 SMART抗体標識キットの使用例



Fluorescent Western blotting



Fluorescent Microscopy



Flow Cytometry

他社性能比較

SMART 550 – Antibody labeling Kit



SMART 550 -
Antibody Labeling kit – Cyanagen



Amersham Cy® 3 Ab Labelling kit
GE Healthcare

ヒトトランスフェリン
蛍光ウエスタンブロット検出
イメージャー : ImageQUANT™
LAS 4000 GEHC

SMART 645 – Antibody labeling Kit



SMART 645 -
Antibody Labeling kit – Cyanagen



Alexa Fluor® 647 Protein Labeling Kit
Invitrogen™ Molecular Probes®



Amersham Cy® 5 Ab Labelling kit
GE Healthcare

ヒトトランスフェリン
蛍光ウエスタンブロット検出
イメージャー : ImageQUANT™
LAS 4000 GEHC

価格

製品名	サイズ	税別価格	キャンペーン価格	カタログ#
SMART 488 - Antibody labeling kit	1 x 1 mg reaction	¥56,000 →	¥47,600	F5A119N,CLK01
SMART 488 - Antibody labeling kit	2 x 1 mg reaction	¥81,000 →	¥68,850	F5A119N,CLK02
SMART 550 - Antibody labeling kit	1 x 1 mg reaction	¥47,000 →	¥39,950	F4D091N,CLK01
SMART 550 - Antibody labeling kit	2 x 1 mg reaction	¥67,000 →	¥56,950	F4D091N,CLK02
SMART 645 - Antibody labeling kit	1 x 1 mg reaction	¥56,000 →	¥47,600	F2H085N,CLK01
SMART 645 - Antibody labeling kit	2 x 1 mg reaction	¥81,000 →	¥68,850	F2H085N,CLK02
SMART 770 - Antibody labeling kit	1 x 1 mg reaction	¥51,000 →	¥43,350	F1L092N,CLK01
SMART 770 - Antibody labeling kit	2 x 1 mg reaction	¥72,000 →	¥61,200	F1L092N,CLK02
SMART MICRO 488 - Antibody labeling kit	3 x 20-100 ug reaction	¥71,000 →	¥60,350	F5A119N,CLK001
SMART MICRO 550 - Antibody labeling kit	3 x 20-100 ug reaction	¥67,000 →	¥56,950	F4D091N,CLK001
SMART MICRO 645 - Antibody labeling kit	3 x 20-100 ug reaction	¥71,000 →	¥60,350	F2H085N,CLK001
SMART MICRO 770 - Antibody labeling kit	3 x 20-100 ug reaction	¥71,000 →	¥60,350	F1L092N,CLK001

フィルジェン株式会社



【お問い合わせ】 試薬部

TEL : 052-624-4388 FAX : 052-624-4389

メール : biosupport@filgen.jp URL : https://filgen.jp

代理店

(Nov.2018)