

一次抗体購入で

## 二次抗体プレゼントキャンペーン！

キャンペーン期間：2025年6月30日受注分まで

## Elabscience社製抗体の特長

- **優れた品質**  
高い特異性と親和性、優れた一貫性と安定性
- **厳格な品質管理**  
標準化された操作手順、複数の検証
- **詳細な製品パラメータ**  
詳細な情報、正確なデータ
- **広範囲の反応性**  
ヒト / ラット / マウス / サル

## 無料ギフト：ご希望製品を1つお選びください

品番	品名	容量
E-AB-1001	Goat Anti-Mouse IgG(H+L)(peroxidase/HRP conjugated)	60μL
E-AB-1003	Goat Anti-Rabbit IgG(H+L)(peroxidase/HRP conjugated)	60μL
E-AB-1014	Goat Anti-Rabbit IgG(H+L)(FITC conjugated)	60μL
E-AB-1015	Goat Anti-Mouse IgG(H+L)(FITC conjugated)	60μL
E-AB-1019	Goat Anti-Human IgG(H+L)(FITC conjugated)	60μL
E-AB-1040	Goat Anti-Rat IgG(H+L)(FITC conjugated)	60μL
E-AB-1041	Goat Anti-Mouse IgG(H+L)(Biotin conjugated)	60μL
E-AB-1055	Rabbit Anti-Mouse IgG	60μL
E-AB-1056	Goat Anti-Rabbit IgG	60μL
E-AB-1059	Goat Anti-Mouse IgG	60μL
E-AB-1060	Goat Anti-Human IgG(H+L)(peroxidase/HRP conjugated)	60μL

対象の一次抗体はこちらからご覧いただけます

[https://filgen.jp/Product/Bioscience4/Elabscience/AntibodyPromoList\\_Elabscience.xlsx](https://filgen.jp/Product/Bioscience4/Elabscience/AntibodyPromoList_Elabscience.xlsx)フィルジェン 株式会社 

【お問い合わせ】 試薬機器部

TEL : 052-624-4388 FAX : 052-624-4389

E-mail : support@filgen.jp URL : <https://filgen.jp/>

代理店

(Apr.2025)