

フローサイトメトリー研究をパワーアップ！

FCM抗体購入で

FCM試薬プレゼント

対象期間：2025年3月31日受注分まで



FCM抗体を1点ご購入ごとに、下記のFCM試薬の中からお希望の製品を1点プレゼントいたします。フローサイトメトリー実験の多様なニーズに合わせて最適化された高品質のFCM実験補助試薬は、染色効率の向上やワークフローの最適化に役立ちます。研究の可能性を最大限に引き出せるこの機会をお見逃しなく！

🎁 プレゼント品一覧

品名	品番	サイズ	アプリケーション
Protein Transport Inhibitor MIX	E-CK-A013	50Tests	タンパク質輸送阻害剤
Cell Stimulation MIX Kit	E-CK-A019	50Assays	細胞刺激
Cell Stimulation and Protein Transport Inhibitor Kit	E-CK-A091	50Assays	刺激/輸送阻害剤
10×ACK Lysis Buffer	E-CK-A105	100mL	赤血球溶解
10× RBC Lysis/Fixation Solution	E-CK-A106	50Tests	赤血球溶解
Cell Staining Buffer	E-CK-A107	100mL	希釈/洗浄
Foxp3/Transcription Factor Staining Kit	E-CK-A108	20Assays	固定/透過
Intracellular Fixation/Permeabilization Buffer Kit	E-CK-A109	50Assays	細胞内固定/透過

Elabscience社製 FCM抗体一覧はこちら (Excel)

https://filgen.jp/Product/Bioscience4/Elabscience/FCM_Antibody.xlsx

フィルジェン 株式会社



【お問い合わせ】 試薬機器部

TEL : 052-624-4388 FAX : 052-624-4389

E-mail : support@filgen.jp URL : <https://filgen.jp/>

代理店

(Jan.2025)