

FCM抗体キャンペーン!!

Elabscience®

最大20%OFF

実施期間：2024年12月26日受注分まで



ご購入頂いた方に
もれなく公式グッズ
プレゼント!

※プレゼントは在庫限りで終了となります。

対象製品 約30,000点!!

Elabscience社のフローサイトメトリー（FCM）抗体では、蛍光色素や標的とする細胞内・細胞外タンパク質の選択肢が豊富であり、その標識能力と親和性は検証されています。厳選された高品質なFACS用モノクローナル抗体と優れた蛍光標識技術に基づいたElabscience社のFCM抗体は、免疫細胞や細胞活性化状態の簡単・効率的な識別に最適です。



対象製品はこちら▲
(Excel)

ElabscienceのFCM抗体が選ばれる理由

- 使用実績の多いクローンを採用
フローサイトメトリーで一般的に使われるクローンを採用
- 幅広い蛍光色素
14種類の蛍光色素を用意
- 高い染色指数 (staining index: SI)
特に高い解像度が必要な実験に最適
- バックグラウンド結合が低い
陽性集団と陰性集団の判別がはるかに容易に

Fluorescent Dye	Elabscience	Manufacturer A
PE anti-mouse CD4	219	158
APC anti-mouse CD4	238	200
Alexa Fluor® 488 anti-mouse CD4	66	92
FITC anti-mouse CD4	61	56
PerCP anti-mouse CD4	31	9

表1：Elabscienceと他メーカーのFCM抗体におけるSIの比較

製品ピックアップ

PE Anti-Human CD3 Antibody[OKT-3] (品番：E-AB-F1001D)

対象細胞例：T細胞


キャンペーン価格 ¥27,900- /100 Tests x 2

通常価格 ¥31,000- /100 Tests x 2



マニュアルQR

宿主 マウス
反応種 ヒト
アイソタイプ マウスIgG2a, k
保存温度 2-8℃



PE抗ヒトCD3抗体で染色したヒト末梢血リンパ球（灰色）と、コントロールとして使用した未染色のリンパ球（黒線）。

フィルジェン 株式会社



【お問い合わせ】 試薬機器部

TEL：052-624-4388 FAX：052-624-4389

メール：biosupport@filgen.jp URL：https://filgen.jp/

代理店

(Sep.2024)