

Elabscience社製品 スプリングキャンペーン

FCM抗体とELISAキットのお得なキャンペーンを実施中！

キャンペーン期間：2021年4月1日～2021年6月30日受注分

Elabscience社は免疫診断技術を専門としています。研究開発と製造のためのプラットフォームがあり、すべての製品において社内QCを実施し、実験結果の一貫性と正確性を維持するよう努めています。現在、Elabscience社の製品は世界100カ国以上で使用されています。今年開催されたCiteAbアワードでは、2021年最も注目すべき抗体サプライヤーにElabscience社が選ばれました。この賞は抗体での引用が前年に比べ最も増加したサプライヤーに与えられます。今、注目のメーカー製品をぜひお試しください。



WINNER
ELABSCIENCE
Antibody Supplier To Watch in 2021



キャンペーン 1. FCM抗体を2つ同時に購入すると、2つのうち1つが半額!!

■ キャンペーン内容

Elabscience社取り扱いのFCM抗体を2つ購入すると、2つのうち1つ（安価な方）が半額となります。まとめ買いするなら今がオススメ！ キャンペーン対象製品については以下をご確認ください。

■ 購入対象製品

Elabscience社取り扱いのFCM抗体 全サイズ（品番：E-AB-F***）
製品のラインナップは弊社もしくはメーカーHPの製品リストをご参照ください。裏面に一部の製品をご紹介します。
製品に関するご不明な点はフィルジェンへお問合せください。

キャンペーン 2. ELISAキット1つ購入すると、お好きなELISAキット(24テスト)1つプレゼント！

■ キャンペーン内容

Elabscience社のELISAキット(96テスト)を1つ購入すると、同社のELISAキット(24テスト)からお好きな製品を1つプレゼントします。ぜひこの機会にElabscience社製品をお試しください！ キャンペーン対象製品については以下をご確認ください。

■ 購入対象製品

Elabscience社が取り扱うすべてのELISAキット 96テスト（品番：E-EL-***）
製品のラインナップは弊社HPの製品リストか、メーカーHPをご参照ください。裏面に一部の製品をご紹介します。
製品に関するご不明な点はフィルジェンまでお問合せください。

■ プレゼント対象製品

Elabscience社が取り扱うELISAキットの中からお好きな製品を1つお選びください。
※お選びいただけるサイズは24テストのみ。24テストサイズが無い製品に関してはプレゼント対象外となります。

【プレゼント検索方法】

Elabscience社 ELISA製品紹介ページにアクセスすると、キーワードあるいはカテゴリーで製品を検索できます。

→ https://www.elabscience.com/Products-elisa_kits-61.html

※24テストが選択できる製品がプレゼント対象製品です。(右図参照)

お探しの製品がございましたら、フィルジェンまでお気軽にご相談ください。

QuickKey Human NGAL(Neutrophil Gelatinase Associated Kit)

LINEARITY(%)

Size: 96T Qty: 1 Price:

96T

Cat No: 48T

Select 24T

Show 96T*5

96T*10

Reactivity: Human

Sensitivity: 0.06 ng/mL

FCM抗体 一例

Elabscience社取り扱いのFCM抗体の一例です。

製品のラインナップは弊社もしくはメーカーHPの製品リストをご参照ください。製品に関するお問い合わせはフィルジェンへお問合せください。

品番	製品名	税別定価	サイズ
E-AB-F0986UF	PerCP Anti-Mouse CD19 Antibody[1D3]	¥31,000	25µg
E-AB-F0987UF	PerCP Anti-Mouse CD161/NK1.1 Antibody[PK136]	¥31,000	25µg
E-AB-F0990UF	PerCP Anti-Mouse MHC II (I-A/I-E) Antibody[M5/114]	¥31,000	25µg
E-AB-F0991UF	PerCP Anti-Mouse CD11c Antibody[N418]	¥31,000	25µg
E-AB-F0992UH	PE/Cyanine7 Anti-Mouse CD80 Antibody[16-10A1]	¥32,000	25µg
E-AB-F0993B	Biotin Anti-Human CD83 Antibody[HB15e]	¥32,000	25µg
E-AB-F0994UG	PE/Cyanine5 Anti-Mouse CD86 Antibody[GL-1]	¥31,000	25µg
E-AB-F0995UF	PerCP Anti-Mouse F4/80 Antibody[CI:A3-1]	¥32,000	25µg
E-AB-F1011UF	PerCP Anti-Mouse CD62L Antibody[Me14]	¥31,000	25µg
E-AB-F1013UF	PerCP Anti-Mouse CD3 Antibody[17A2]	¥31,000	25µg
E-AB-F1016UF	PerCP Anti-Human/Mouse/Rat CD47 Antibody[MIAP410]	¥32,000	25µg
E-AB-F1018UF	PerCP Anti-Mouse CD54 Antibody[YN1/1.7.4]	¥32,000	25µg

ELISAキット 一例

Elabscience社は約4000種類以上のELISAキットを取り揃えています。その中から一部のELISAキットをご紹介します。

その他のラインナップは弊社もしくはメーカーHPの製品リストをご参照ください。製品に関するお問い合わせはフィルジェンへお問合せください。

品番	製品名	税別定価	サイズ
E-EL-R2545	Rat AMY2(Amylase Alpha 2, Pancreatic) ELISA Kit	¥90,000	96T
E-EL-H5560	Human Zonulin ELISA Kit	¥90,000	96T
E-EL-H0183	Human PⅢNP(N-Terminal Procollagen Ⅲ Propeptide) ELISA Kit	¥70,000	96T
E-EL-H2665	Human INS(Insulin) ELISA Kit	¥90,000	96T
E-EL-M0049	Mouse TNF-α(Tumor Necrosis Factor Alpha) ELISA Kit	¥70,000	96T
E-EL-M0037	Mouse IL-1β(Interleukin 1 Beta) ELISA Kit	¥70,000	96T
E-EL-M0060	Mouse GH(Growth Hormone) ELISA Kit	¥90,000	96T
E-EL-R0030	Rat REN(Renin) ELISA Kit	¥70,000	96T
E-EL-M0060	Mouse GH(Growth Hormone) ELISA Kit	¥90,000	96T
E-EL-H1266	Human SP-A1(Pulmonary surfactant-associated protein A1) ELISA Kit	¥90,000	96T
E-EL-H1132	Human ERβ(Estrogen Receptor Beta) ELISA Kit	¥90,000	96T

その他のデータや製品、メーカーに関する詳細はフィルジェンHPへ

フィルジェン Elabscience

検索

フィルジェン株式会社



(代理店)

【お問い合わせ】 試薬部

TEL 052-624-4388 FAX 052-624-4389

Email biosupport@filgen.jp URL https://filgen.jp/

APR.2021