

SARS-CoV-2 ELISAキット まとめ買いキャンペーン

キャンペーン期間：2021年7月1日～2021年9月30日受注分

Elabscience社

Elabscience社は免疫診断技術を専門としています。研究開発と製造のためのプラットフォームがあり、すべての製品において社内QCを実施し、実験結果の一貫性と正確性を維持するよう努めています。現在、Elabscience社の製品は世界100カ国以上で使用されています。

今年開催されたCiteAbアワードでは、2021年最も注目すべき抗体サプライヤーにElabscience社が選ばれました。この賞は抗体での引用が前年に比べ最も増加したサプライヤーに与えられます。今、注目のメーカー製品をぜひお試しください。

Elabscience®



WINNER

ELABSCIENCE

Antibody Supplier To Watch in 2021



CiteAb

キャンペーン内容

キャンペーン期間中、対象製品の中から3個以上まとめてご購入いただくと、割引価格でご提供致します。
対象製品の中からどれでも自由に組み合わせていただけます。

※キャンペーンは何度でもご参加いただけますが、一度のご注文で3個以上ご購入いただくことが参加条件となります。

購入個数	割引率
3-5個	20%OFF
6-8個	25%OFF
9個以上	30%OFF

まとめ買いするほど
とってもお得！

対象製品

製品の詳細は裏面をご覧ください。

品番	製品名	税別定価	サイズ
E-EL-E600	SARS-CoV-2 Nucleocapsid Protein IgG ELISA Kit	¥75,000	96T
E-EL-E601	SARS-CoV-2 Nucleocapsid Protein IgM ELISA Kit	¥75,000	96T
E-EL-E602	SARS-CoV-2 Spike Protein IgG ELISA Kit	¥75,000	96T
E-EL-E603	SARS-CoV-2 Spike Protein IgM ELISA Kit	¥75,000	96T
E-EL-E604	SARS-CoV-2 Nucleocapsid Protein ELISA Kit	¥81,000	96T
E-EL-E605	SARS-CoV-2 Spike Protein S1 RBD ELISA Kit	¥81,000	96T
E-EL-E606	SARS-CoV-2 Neutralization Antibody ELISA Kit	¥83,000	96T
E-EL-E607	SARS-CoV-2 Spike Protein Total Antibody ELISA Kit	¥83,000	96T
E-EL-E608	SARS-CoV-2 Neutralization Antibody ELISA Kit	¥88,000	96T

※全て試験研究用試薬です。診断や治療用途での使用はできませんので、ご注意ください。

SARS-CoV-2 中和抗体検出 ELISAキット

SARS-CoV-2 Spike Protein S1 RBD中和エピトープに対する抗体検出ELISAキットです。回復した患者やワクチン接種者のSARS-CoV-2に対する免疫獲得を検証することができます。イムノラテラルクロマトグラフィーと比較して、サンプル検出のスループットが高いです。SARS-CoV-2の抗原・抗体を検出する他のELISA法と比較すると、操作ステップが少なく、検出時間が短いことが特長です。

品番	品名	サンプル	検出法	方法
E-EL-E606	SARS-CoV-2 Neutralization Antibody ELISA Kit	ヒト 血清/血漿	定性	競合
E-EL-E608	SARS-CoV-2 Neutralization Antibody ELISA Kit	ヒト 血清/血漿	半定量(15.63-500 ng/mL)	競合

SARS-CoV-2 抗原検出 ELISAキット

SARS-CoV-2 Spike Protein S1 RBDと、SARS-CoV-2 Nucleocapsid Proteinをそれぞれ検出するELISAキットです。RT-PCR法と比較して、煩雑なサンプル前処理を行う必要がなく、容易に使用することができます。イムノラテラルクロマトグラフィーとの比較して、サンプル検出のスループットが高く、結果の再現性と正確性がとても優れています。

品番	品名	サンプル	検出領域	感度	検出法	方法
E-EL-E605	SARS-CoV-2 Spike Protein S1 RBD ELISA Kit	血清/血漿/ その他体液	0.39-25ng/mL	0.09ng/ mL	定量	競合
E-EL-E604	SARS-CoV-2 Nucleocapsid Protein ELISA Kit	血清/血漿/ その他体液	0.39-25ng/mL	0.12ng/ mL	定量	競合

SARS-CoV-2 抗体検出 ELISAキット

5種類の抗体を、それぞれ検出するELISAキットです。イムノラテラルクロマトグラフィーと比較して、サンプル検出のスループットが高く、精度も高いことが特長です。

品番	品名	サンプル	検出法	方法
E-EL-E603	SARS-CoV-2 Spike Protein IgM ELISA Kit	ヒト 血清/血漿	定性	間接
E-EL-E602	SARS-CoV-2 Spike Protein IgG ELISA Kit	ヒト 血清/血漿	定性	間接
E-EL-E607	SARS-CoV-2 Spike Protein Total Antibody ELISA Kit	ヒト 血清/血漿	定性	サンドイッチ-Ag
E-EL-E601	SARS-CoV-2 Nucleocapsid Protein IgM ELISA Kit	ヒト 血清/血漿	定性	間接
E-EL-E600	SARS-CoV-2 Nucleocapsid Protein IgG ELISA Kit	ヒト 血清/血漿	定性	間接

その他のデータや製品、メーカーに関する詳細はフィルジェンHPへ

フィルジェン Elabscience

検索

フィルジェン株式会社



(代理店)

【お問い合わせ】 試薬部

TEL 052-624-4388 FAX 052-624-4389

Email biosupport@filgen.jp URL https://filgen.jp/