

Elabscience社 対象の抗体製品を 2つ買うと1つ半額キャンペーン

対象製品は
約6800種類

キャンペーン期間：2021年10月6日～2021年12月24日受注分まで

Elabscience社

Elabscience社は免疫診断技術を専門としています。研究開発と製造のためのプラットフォームがあり、すべての製品において社内QCを実施し、実験結果の一貫性と正確性を維持するよう努めています。現在、Elabscience社の製品は世界100カ国以上で使用されています。

今年開催されたCiteAbアワードでは、2021年最も注目すべき抗体サプライヤーにElabscience社が選ばれました。この賞は抗体での引用が前年に比べ最も増加したサプライヤーに与えられます。注目のメーカー製品をぜひお試しください。

Elabscience®



WINNER

ELABSCIENCE

Antibody Supplier To Watch in 2021



2021 AWARDS

CiteAb

キャンペーン内容

キャンペーン期間中、対象の抗体製品(約6800種類)の中からまとめて2つご購入いただくと、1つは税別価格から半額でご提供致します。対象製品の中からどれでも自由に組み合わせさせていただきます。

※キャンペーンは何度でもご参加いただけます。

※2つのうち、安価な方を半額でご提供致します。

※対象製品のサイズは200μLもしくは1mLです。(詳しくは下記の対象製品のリストをご確認ください。)

対象製品

対象製品およびサイズは、以下URLをご参照いただくか、弊社フィルジェンまでお問合せください。

https://filgen.jp/Product/Bioscience4/Elabscience/Elabscience_campaign_20211005.xlsx

2つのうち1つは
税別価格から半額！

▼対象製品 一例

品番	製品名	税別価格	サイズ
E-AB-40003	Lep Polyclonal Antibody	¥68,000	200μL
E-AB-40004	VEGFA Polyclonal Antibody	¥68,000	200μL
E-AB-40005	CRP Polyclonal Antibody	¥68,000	200μL
E-AB-40006	ADIPOQ Polyclonal Antibody	¥68,000	200μL
E-AB-40007	HSP70 Polyclonal Antibody	¥68,000	200μL
E-AB-40008	EPO Polyclonal Antibody	¥68,000	200μL
E-AB-40009	TSHB Polyclonal Antibody	¥68,000	200μL

※全て試験研究用試薬です。診断や治療用途での使用はできませんので、ご注意ください。

対象製品一例

※全対象製品リストは表面を参照してください。

品番	製品名	税別価格	サイズ
E-AB-40440	ANXA5 Polyclonal Antibody	¥68,000	200μL
E-AB-40441	S100A7 Polyclonal Antibody	¥68,000	200μL
E-AB-40442	S100A12 Polyclonal Antibody	¥68,000	200μL
E-AB-40443	GSTA1 Polyclonal Antibody	¥68,000	200μL
E-AB-40444	GSTM2 Polyclonal Antibody	¥68,000	200μL
E-AB-40445	SERPINB2 Polyclonal Antibody	¥68,000	200μL
E-AB-40446	SERPINB2 Polyclonal Antibody	¥68,000	200μL
E-AB-40447	SERPINB2 Polyclonal Antibody	¥68,000	200μL
E-AB-40448	ANGPT2 Polyclonal Antibody	¥68,000	200μL
E-AB-10000	AFP Polyclonal Antibody	¥73,000	200μL
E-AB-10001	ALB Polyclonal Antibody	¥73,000	200μL
E-AB-10003	FN1 Polyclonal Antibody	¥73,000	200μL
E-AB-10004	PKM Polyclonal Antibody	¥73,000	200μL
E-AB-10006	RARB Polyclonal Antibody	¥73,000	200μL
E-AB-10008	TFF3 Polyclonal Antibody	¥73,000	200μL
E-AB-10013	UPK3B Polyclonal Antibody	¥73,000	200μL
E-AB-10015	UBB Polyclonal Antibody	¥73,000	200μL
E-AB-10017	S100A4 Polyclonal Antibody	¥73,000	200μL
PA6606	AMACR/p504s Monoclonal Antibody	¥68,000	200μL
PA6568	Androgen Receptor(AR) Monoclonal Antibody	¥68,000	200μL
PA6608	Annexin A1 Monoclonal Antibody	¥68,000	200μL
PA6685	Arginase E-1 Monoclonal Antibody	¥68,000	200μL
PA6609	CA-125 Monoclonal Antibody	¥68,000	200μL
PA6147	CD1a Monoclonal Antibody	¥116,000	200μL
PA6147R	CD1a Monoclonal Antibody	¥116,000	200μL
PA6694	CD2 Monoclonal Antibody	¥68,000	200μL
PA6286	CD5 Monoclonal Antibody	¥116,000	200μL

※全て試験研究用試薬です。診断や治療用途での使用はできませんので、ご注意ください。

その他のデータや製品、メーカーに関する詳細はフィルジェンHPへ

フィルジェン Elabscience

検索

フィルジェン株式会社



(代理店)

【お問い合わせ】 試薬部

TEL 052-624-4388 FAX 052-624-4389

Email biosupport@filgen.jp URL https://filgen.jp/