



HQ Graphene社

2021年 オータムキャンペーン

/全ての結晶材料が

**15%OFF!!**

キャンペーン期間：2021年10月29日受注分まで

対象製品例

製品名	型式	通常価格 (税別)	キャンペーン価格 (税別)
Bismuth Selenide	Bi2Se3	¥150,000	<b>¥127,500</b>
hexagonal boron nitride crystals	BN2A1	¥160,000	<b>¥136,000</b>
Chromium Bromide	CrBr3	¥160,000	<b>¥136,000</b>
Gallium Selenide	GaSe	¥160,000	<b>¥136,000</b>
Molybdenum Ditelluride (2H)	MoTe2(2H)	¥160,000	<b>¥136,000</b>
Niobium Selenide	NbSe2	¥160,000	<b>¥136,000</b>
Tantalum Sulfide	TaS2 (2H)	¥160,000	<b>¥136,000</b>
Tungsten Diselenide	WSe2	¥160,000	<b>¥136,000</b>
Zirconium Selenide	ZrSe2	¥160,000	<b>¥136,000</b>

※上記ちらしに掲載されていない結晶も取り扱いがございます。詳しくは弊社ホームページをご参照下さい。  
[https://filgen.jp/Product/Bioscience4/HQ\\_Graphene/HQ\\_Graphene\\_campaign.xlsx](https://filgen.jp/Product/Bioscience4/HQ_Graphene/HQ_Graphene_campaign.xlsx)

関連製品

2D Heterostructure Transfer System

高品質の2D結晶ヘテロ構造を作製するのに必要なすべての機能が含まれています！！

- PDMSスタンプの正確な配置
- Ready to Useのシステム構成
- コンパクト設計
- パソコンによる操作は不要
- 1℃単位での加温設定が可能

デモ機の  
貸し出し可能



フィルジェン 株式会社



代理店

【お問い合わせ】 試薬部

TEL : 052-624-4388 FAX : 052-624-4389

メール : biosupport@filgen.jp URL : <https://filgen.jp/>

(Sep.2021)