


Allevi 2バイオプリンター 高機能ソフトウェア トライアルキャンペーン



先着 **3** 台限定

2021/9/30までの
Allevi 2バイオプリンター
ご注文で

高機能ソフトウェア
ライセンス6ヶ月分
(12万円相当) プレゼント!!

デモ、ウェブミーティング可能！お気軽にお問い合わせください

バイオプリンター、ソフトウェアの概要は本リーフレット裏面を参照

Allevi 2 バイオプリンター

多種多様なアプリケーション

Allevi 2 バイオプリンターは、実績の豊富な空気圧押し出方式を採用し、組織工学、バイオメディカル分野だけでなく、さまざまなソフトマテリアルの造形、評価に利用できます

デュアルプリントヘッド

プリントヘッドを2基備え、複数の材料でのプリントが可能です。各プリントヘッドは最大160°C/70°Cまで加熱でき、ゼラチン等のヒドロゲルだけでなく、一部のプラスチックを溶解してプリントすることもできます



良好な作業性

不必要なドア、カバーがなく、オペレーターの作業を妨げません

光硬化システム


波長405nmの青色LEDを搭載し、光硬化性材料を使用することができます

コンパクト


およそ30x30cmと極めて小さなフットプリントで、設置場所を選びません

本体価格: 250万円(税別)


ソフトウェア




実験・レイアウト・エディタ
マルチウェルプレートのウェルごとに異なる条件を設定し、条件検討の効率化が可能



プリセットプロファイル
主なバイオインクに最適化されたプリント設定を利用可能(カスタム設定も可能)



プリントプレビュー機能
実際にプリントされる内容をあらかじめ3Dモデルで確認することが可能



統合シェイプエディター(簡易3D CAD)
外部のソフトウェアなしに、ボックス、チューブ、ドットなどシンプルな3Dモデルの作成が可能

ソフトウェア機能比較

	高機能	標準
クラウドベースのソフトウェア	○	○
インターネットブラウザからのアクセス	○	○
統合スライサー	○	○
エクスペリメント・レイアウト・エディタ	○	-
プロジェクト管理機能	○	-
主要バイオインクに最適化されたプリセットプロファイル	○	-
プリントプレビュー機能	○	-
統合シェイプエディター(簡易3D CAD)	○	-

ソフトウェア価格

- 標準版: 無償
- 高機能版: 24万円/年(税別)

ご注意

- ・ 本キャンペーンで提供される高機能ソフトウェアのライセンスは、バイオプリンターの設置日から6ヶ月間の期間有効です
- ・ 6ヶ月間の期間終了後、高機能ソフトウェアの継続利用をご希望の場合、年間ライセンス(24万円)をご注文ください
- ・ 6ヶ月間の期間終了後、高機能ソフトウェアの継続利用を希望されない場合、そのまま標準ソフトウェア(無料)をご利用いただけます
- ・ 本リーフレットの記載の価格はすべて税別です。また、予告なく変更される場合があります
- ・ 本キャンペーンは予告なく終了する場合があります
- ・ 本製品は試験・研究用途以外にはご使用いただけません

フィルジェン 株式会社



代理店

【お問い合わせ】 科学機器部
TEL: 052-624-4388 FAX: 052-624-4389
Email: si-support@filgen.jp <https://filgen.jp/>

(JUL-2021)