

細胞に優しい低圧ソーティング
シンプルな操作&簡単メンテナンス!!


WOLF®セルソーター & 専用シングルセルディスペンサー

数量
限定

40%
OFF

キャンペーン期間：2023年7月25日～（先着5台）

nanocelllect
Biomedical, Inc.



❗ WOLF & WOLF G2 セルソーター

軽量・コンパクトなベンチトップサイズのマイクロフルイディクス型セルソーターです。本セルソーターが行うストレスフリーなソーティングは、従来のフローサイトメトリーよりも、細胞の生存率や増殖能の維持に役立ちます。さらに、WOLF® Cell Sorter よりもレーザー数と検出チャンネル数を増加した新モデル「WOLF® G2 Cell Sorter」も登場しました。製品詳細は個別カタログをご覧ください。

WOLF G2 セルソーター
個別カタログ (PDF)



<https://filgen.jp/Product/SI/Nanocelllect/WOLF-G2-Cell-Sorter-Brochure.pdf>



品名	搭載レーザー	キャンペーン品番
WOLF Cell Sorter (1レーザー) ※9月末にて生産終了予定	488nm	F-NCB-120488-C23Q3

通常価格 3,250万円 ⇒ **キャンペーン価格 1,950万円**
(税別)

品名	搭載レーザー	キャンペーン品番
WOLF G2 Cell Sorter (1レーザー)	488 nm	F-NCB-121488-C23Q3
	488 & 405 nm	F-NCB-122405-C23Q3
WOLF G2 Cell Sorter (2レーザー)	488 & 561 nm	F-NCB-122561-C23Q3
	488 & 637 nm	F-NCB-122637-C23Q3

1レーザー搭載
通常価格 4,050万円 ⇒ **キャンペーン価格 2,430万円**
(税別)

2レーザー搭載
通常価格 5,140万円 ⇒ **キャンペーン価格 3,084万円**
(税別)

❗ 専用シングルセルディスペンサー

セルソーターと本製品を併用することで、細胞をマルチウェルプレートにシングルセル分注することが可能です。

品名	対応プレート	キャンペーン品番
N1 Single Cell Dispenser	96well	F-NCB-130096-C23Q3
N1 Single Cell Dispenser Pro	96 & 384well	F-NCB-130384-C23Q3

通常モデル
通常価格 630万円 ⇒ **キャンペーン価格 378万円**
(税別)

Proモデル
通常価格 1,020万円 ⇒ **キャンペーン価格 612万円**
(税別)

フィルジェン 株式会社 

【お問い合わせ】 試薬機器部
TEL : 052-624-4388 FAX : 052-624-4389
メール : biosupport@filgen.jp URL : <https://filgen.jp/>

代理店

(Jul.2023)