

台数
限定

タブレットPC付きデジタル生物顕微鏡 キャンペーン

即納
可能



通常価格


キャンペーン価格

289,000円 → **245,000円** (税別)

2018年12月27日 (木) ご注文分まで・台数限定

特長

- 10.1インチWindows 10タブレット付き (タッチパネル・着脱可能)
- 接眼レンズ10x視野数20mm
- 314万画素カメラ付き
- 白色度の高いX-LED³光源を搭載
- N-PLANアクロマート対物レンズ(4x、10x、40x、100x (oil/water))
- 低消費電力 (3.6W) で長寿命なLED (65,000時間・1日当たり8時間使用で25年)
- 教育用から検査用まで幅広い用途で使用可能
- 専用ソフトウェア「Optika Vision Lite」付属
- 顕微鏡画像を簡単に撮影可能 (静止画、動画、タイムラプス)
- Bluetoothで簡単に別のPCに画像転送可能



●OPTIKA社独自のX-LED³光源を搭載

色温度6300Kで白色度が高く、均一な光を提供します。また、電気代を従来のハロゲンランプと比較して90%も節約でき、低消費電力（3.6W）で長寿命（65,000時間・1日当たり8時間使用で25年）な光源です。

●取り外し可能！

タブレットPCは脱着可能で、キーボードが付属しているので取り外してノートPCとしても使用できます。Windows 10でIntelクアッドコアプロセッサを搭載し、バッテリーで最大10時間使用可能です。



●タブレットは360度回転可能！

独自のホルダーを採用しているため、顕微鏡にタブレットPCを簡単に装着でき、また自由に回転させて向きを変えることができるので、ディスカッションに最適です。

●顕微鏡画像を簡単に撮影・転送

専用ソフトウェア「Optika Vision Lite」を使って、顕微鏡像（静止画・動画・タイムラプス）を簡単に撮影可能です。また、Bluetoothを使って別のPCに簡単に画像データを転送できます。

OPTIKA社 日本正規販売代理店

フィルジェン 株式会社 **Filgen[®]**
biosciences & nanosciences

【お問い合わせ】 科学機器部

TEL 052-624-4388 (9:00-17:00) FAX 052-624-4389

Email si-support@filgen.jp URL [https:// filgen.jp/](https://filgen.jp/)

代理店