

タブレットPC付きデジタル生物顕微鏡 スタートアップキャンペーン

15%OFF



通常価格


キャンペーン価格

289,000円 → 245,000円 (税別)

2018年10月31日 (金) ご注文分まで

特長

- 10.1インチWindows 10タブレット付き (タッチパネル・着脱可能)
- 視野数20mm
- 314万画素カメラ付き
- 使いやすく安全なベルトドライブ可動ステージ
- 白色度の高いX-LED³光源を搭載
- N-PLANアクロマート対物レンズ
- 光源は低消費電力 (3.6W) で長寿命なLED (65,000時間・1日当たり8時間使用で25年)
- 教育用から検査用まで幅広い用途で使用可能
- グループディスカッションに最適!



●OPTIKA社独自のX-LED³光源を搭載
色温度6300Kで白色度が高く、均一な光を提供します。また、電気代を従来のハロゲンランプと比較して90%も節約でき、低消費電力（3.6W）で長寿命（65,000時間・1日当たり8時間使用で25年）な光源です。



●タブレットは360度回転可能！
独自のホルダーを採用しているため、顕微鏡にタブレットを簡単に装着でき、また自由に回転させて向きを変えることができます。



●取り外し可能！
タブレットPCは脱着可能で、キーボードが付属しているため取り外してノートPCとしても使用できます。Windows 10でIntelクアッドコアプロセッサを搭載し、バッテリーで最大10時間使用可能です。



●持ち運びも簡単！
B-290TBは、持ち運びも簡単なデザインになっており、背面をつかんで持ち運びできます。